

Naam :

Straat & huisnummer :

Pc & woonplaats :

Stuur deze bestelbon naar:

Sani Sport & Rehab nv
Kiezelweg 6
3530 HOUTHALEN

Hoe te bestellen?

1. Vul uw naam en adres duidelijk en volledig in.
2. Duid op de lijst de gewenste producten aan met het aantal. U vindt het artikelnummer of naam op uw oude verpakking.
3. **Bij iedere levering wordt € 2,2 verzendingskosten toegevoegd.** U heeft er voordeel bij om meerdere pakjes samen te bestellen om de verzendkosten te drukken.
4. Samen met de bestelde goederen ontvangt u een factuur met een bankoverschrijving en een nieuw bestelformulier.
5. Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW

TENS toestellen



Omschrijving	aantal	prijs	bestelling
Primo Pro	1	235,00 €

TENS toebehoren



Kabel primo pro	1	16,30 €
-----------------	---	---------	-------

Standaard elektrodes



First Choice 2000 5 x 5 cm	4	7,80 €
-------------------------------	---	--------	-------



First Choice 2004 5 x 9 cm	4	11,00 €
-------------------------------	---	---------	-------

Superior elektrodes

Omschrijving aantal prijs bestelling



StarBurst met Aloe 5 cm rond	4	12,90 €
---------------------------------	---	---------	-------



Superior Silver blauw Anti-allergisch 5 x 5 cm	4	13,30 €
--	---	---------	-------



Remove pads Om lijmresten te verwijderen	100	11,20 €
---	-----	---------	-------



Clean cote, om de huid te beschermen	50	10,20 €
---	----	---------	-------

Het onderhoud van de elektrodes

1. Spoel de koolstofelektrodes in zuiver water, gebruik hiervoor nooit een detergent.
2. Bewaar de zelfklevende elektrodes in de bijgeleverde verpakking. Uit praktische overwegingen mag u de elektrodes ook op de huid laten.
3. Na het gebruik van kleefelektrodes, brengt u, met één vinger, een druppel water aan op de kleefoppervlakte. Hiermee verlengt u de levensduur van de kleefelektrode. Steek nooit de elektrode onder de waterkraan, dit om schimmelvorming te voorkomen.
4. Vermijd huidirritatie en gebruik goede gel en goede elektrodes.
5. Wanneer er toch huidirritatie ontstaat, stop dan tijdelijk de therapie. Wanneer irritatie blijft voorkomen, raadpleeg de voorschrijvende arts of kinesitherapeut. Meestal is het probleem opgelost wanneer u een andere pleister gebruikt.
6. Gebruik geen elektrodes met een oppervlak minder dan 5 cm, dit om brandwonden te vermijden.
7. Zet het toestel uit alvorens de elektrodes te verwijderen, zoniet kan u een stroomschok voelen.
8. Stijfheid kan optreden na het gebruik van burst TENS. Dit verdwijnt meestal binnen de week.